


在宅ケア

総合カタログ 2021・2022



あんしんケアのクリエイター
テクノスジャパン

品質と信頼のテクノスジャパン



第46回

「グッドカンパニー大賞・特別賞」受賞

グッドカンパニー大賞とは、全国の中小企業の中から
経済的・社会的に優れた成果を挙げている企業を選んで贈られる、
日本で最も歴史と実績のある中小企業のための賞です。



「日本の300社」という責任

テクノスジャパンは、2006年(初年度)
経済産業省中小企業庁が選定する
明日の日本を支える
元気なモノ作り中小企業300社
に選ばれました。



ニッポン発、 世界品質

2009年
「ものづくり日本大賞」
優秀賞 受賞

私たちの思い

わが国では、今後長期にわたって超高齢社会が続く中で、認知症患者、独居・老々世帯の急増、介護人材不足、介護離職など対策が急がれる重要課題が山積みです。

テクノスジャパンは、1997年より徘徊・離床センサーの専門メーカーとして多数の製品を開発してきました。

これから重要度が増す在宅介護・見守り分野においても、独創的なアイデアで地域包括ケアの実現や介護負担軽減に役立つ「見守り機器」を開発し続けてまいります。

「あったらいいな」から「なくてはならないモノ」へ！

私たちは、「在宅ケア」製品で高齢者ケアに関わる皆様の期待に応えたいと考えています。


製品ラインアップ

P3

介護保険レンタル対象品 + オプション

お散歩コール


外出後の徘徊 を メール でお知らせ



P5

くすりコール・ライト

服薬・飲み忘れ を メール でお知らせ




P7

介護保険レンタル対象品

家族コールワイド

対象者の動き を メール でお知らせ



P9 ~

介護保険レンタル対象品

家族コール 3

対象者の動き を 専用受信器 でお知らせ




GPS 機能で、高齢者も家族も安心してお出かけ

外出後の徘徊をメールと位置情報でお知らせ

介護保険レンタル対象品

お散歩コール



外出をアラーム音でお知らせ（徘徊感知機器） + 外出後の居場所をお知らせ（オプション）

外出に支障のない高齢者でも、突然普段と違う行動をする「まだら認知症」を起こすことがあります。

そのような高齢者が「帰宅するはずの時間を過ぎた時、道に迷って遠くまで行った時」などに、GPS 機能を使って家族や介護者に位置情報をメールで知らせる製品が「お散歩コール」です。

杖やシルバーカーに取り付けられるため、普段と変わらない日常生活を送りながら見守りができる製品です。

特長

- 愛用する杖やシルバーカーに取り付けて使用できます。
- 一回の充電で、約 1 ヶ月の長期間使用が可能です。 ※オプションサービス不使用時

対象

- 普段外出することがある方

設置

- お散歩タグは杖などにワンタッチでかんたん取付
- 見守ガイドは屋内に置くだけ



お散歩コール

型式：OGP-1

セット価格：¥128,000（税込 ¥140,800）

TAIS コード：00318-000179



お散歩タグ
型式：TAG-OGP
サイズ：35 × 70 × 25mm
（バンド部除く）
TAIS コード：00318-000180



見守ガイド
型式：HTR-1
サイズ：115 × 69 × 28mm
TAIS コード：00318-000181



お散歩アプリ

月額利用料 330 円（税込）


お散歩アプリの
インストールは
QR コードから



「お散歩コール」

オプションサービス（お散歩アプリ）の内容

オプションサービス（月額 330 円）をお申込みいただくと、下記内容のメール通知が受けられます。



スマホで位置情報履歴が見れます

位置情報履歴とは、高齢者が一定時間ごとに通過した地点を最大 3 か所までスマホの地図アプリ上に表示できる機能です。




地図上のピンで通過地点を確認

離れていても、服薬状況がわかる

服薬タイミングを知らせて飲み忘れ防止

NEW

くすりコール・ライト




服薬するタイミングを LED とアラーム音でお知らせ、家族には服薬状況をお知らせ（オプション）

高齢者の服薬支援には様々な対策製品がありますが、

簡易な薬ケースでは習慣づけが難しく、複雑な服薬ロボットでは運用が困難です。

そこで、高齢者が気軽に使えて、家族や支援者の手助けになる製品として「くすりコール・ライト」を開発しました。

確認が難しい「高齢者の服薬」において、高齢者へはアラームによる『飲み忘れ防止』、家族や薬剤師・介護者へは『服薬状況の共有』によって、高齢者の服薬支援と見守りを実現する製品です。



特長

- 遠くからでもわかる大型 LED ランプとメロディ音
- 壁にかけて使える薬カレンダー型
- 中身が一目で分かる大容量のくすりポケット

対象

- 服薬ができる在宅高齢者

設置

1. お知らせの時刻設定
2. 専用フックで壁に吊り下げ



NEW

くすりコール・ライト

型式：KCL-1

価格：¥32,000（税込 ¥35,200）



サイズ：380 × 620 × 25 mm
電 源：AC100V（ACアダプタ付）または、単3 アルカリ電池 6 本

TAIS コード：00318-000182

JAN コード：4570074770018



服薬みまもりアプリ

月額利用料 330 円（税込）

服薬みまもりアプリの
インストールは
QR コードから



「くすりコール・ライト」 服薬みまもりアプリの内容

くすりコール・ライトと組合せてご利用いただく、服薬みまもりアプリです。

服薬みまもりサービス（月額 330 円）に加入すると、アプリを使って下記の機能を利用できます。

服薬メール

服薬や飲み忘れを家族にメールでお知らせします。

メール送信先は「3件」まで登録できます。


送信先例）家族のほか、介護者・薬剤師などの支援者

服薬レポート

服薬や飲み忘れを○・×で表示します。

高齢者の服薬状況が一目で確認できるので、

服薬支援と見守りに繋げることができます。



服薬レポート画面

< 服薬レポート運用例 >

薬の飲み忘れが多い

	あさ	ひる	よる	ねむり
月	○	○	○	×
火	○	○	○	×
水	○	○	○	×
木	○	○	○	×
金	○	○	○	×
土	○	○	○	×
日	○	○	○	×

ねむりのくすりを
飲み忘れることが
多いみたい！

電話でフォローする

服薬時間に電話をし、服薬を促す



薬剤師に相談

処方と服薬タイミングについて相談する



連続して服薬していない

	あさ	ひる	よる	ねむり
月	○	○	○	○
火	○	○	○	○
水	○	○	○	○
木	○	○	○	○
金	×	×	○	○
土	○	○	○	○
日	○	○	○	○

2 回連続でくすりを
服薬していないみたい
様子が心配だわ..

家族・訪看と連携

家の様子を確認する



その他製品

くすりコール

型式：TKC-1

価格：¥ 68,000（税込 ¥ 74,800）

服薬するタイミングを LED と音声でお知らせ

*メール通知機能等の外部通信はありません。

音声報知には録音が必要です。

例：「●●さん！朝のくすりを飲む時間です！」



TAIS コード：00318-000039


サイズ：285 × 215 × 85mm
電 源：AC100V
(AC アダプタ付)

離れていても、メール通知で安心

一般在宅で使える徘徊感知機器

介護保険レンタル対象品

家族コールワイド



かんたん 通信契約手続き等が不要

テクノスジャパン独自の「見守りプラットフォーム」を利用します。
*メールを受信する際のパケット通信料は携帯利用者の負担となります。

受信器が不要

お手持ちのスマートフォンや携帯電話が受信器の代わりになります。

通達距離の心配不要


建物内だけでなく、外出先や離れた所でもお知らせが届きます。

徘徊行動をメールでお知らせ

一般在宅の高齢者の徘徊行動を、離れた所にいる家族や介護者に知らせる製品として「家族コールワイド」シリーズを開発しました。携帯電話にメールでお知らせするため、家族や介護者が「いつ・どこにいても」徘徊を知ることができます。

1. 基本設定「徘徊感知」

センサーが作動するとメールで知らせます。




* 基本的な徘徊感知機器の使い方です。

対象 普段から徘徊が気になる高齢者

- 自宅で介護をしている
- 別居しているが近隣に住んでいる
- 日中の外出時に目を離すのが不安...
- 見ていない時に徘徊しないか心配...

2. 拡張設定「見守り」

センサーが作動すると知らせず、
設定した時間内にセンサーが作動しないとメールで知らせます。



例：普段なら必ず使用するトイレや冷蔵庫の扉などに設置し、一定時間扉を開けない（＝異常がある）と知らせます。

対象 普段の生活に支障がない高齢者

- 遠くに住んでいるが気に掛けている
- お互いに気遣って別居している
- たまに連絡するが普段は干渉しない
...でも、何かあったら知りたい

特長

- 通信契約手続き等が不要です。
- 無料のアプリからメールアドレスを登録するだけで、すぐに使用できます。
- 「センサー」「コンソール」は家族コール3と共通！見守ルーターを追加するだけ。

設置

- 高齢者の状況に合わせて、4種類より選択できます。



見守ルーター
型式：HPC-1
サイズ：135 × 76 × 35mm
TAIS コード：00318-000170



コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161



メールアドレスの登録、各種設定

見守アプリ

月額利用料 無料

見守アプリの
インストールは
QR コードから



家族コールワイド・A

型式：HKW-1A

セット価格：¥128,000 (税込 ¥140,800)

床に足を着くと知らせます。

TAIS コード：00318-000171




抗菌 防滴 床センサーK



コンソール



見守ルーター



家族コールワイド・B

型式：HKW-1B

セット価格：¥132,000 (税込 ¥145,200)

起き上がると知らせます。

TAIS コード：00318-000172




抗菌 防滴 ベッドセンサーK



コンソール



見守ルーター



家族コールワイド・C

型式：HKW-1C

セット価格：¥128,000 (税込 ¥140,800)

検出範囲に入ると知らせます。

TAIS コード：00318-000173



超音波・赤外線センサーK



見守ルーター



家族コールワイド・D

型式：HKW-1D

セット価格：¥102,000 (税込 ¥112,200)

ドアを開けると知らせます。

TAIS コード：00318-000174




ドアスイッチK



コンソール



見守ルーター



電波の通達距離があんしんの 100m

設定・運用方法を
動画でご紹介 ▶



受信器
メロディチャイム

介護保険レンタル対象品

家族コール 3・メロディチャイム

据え置き型 通達距離 約 100m (見通し)

ダイヤル： 10 エリア・10 グループ
各 10 チャンネル

ペアリング： 最大登録数 10 台

キヨリ 100m 通達距離 100m

利用者と介護者の部屋が離れていても安心です。

AC ACアダプタで電池切れなし

据え置き型の為、電池切れの心配がありません。

音声録音機能

メロディの代わりに音声でお知らせできます。



メロディチャイム
型式：HRHK-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
TAIS コード：00318-000162



コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161

A タイプ 床に足を着くと知らせます。



抗菌 防滴 床センサーK コンソール メロディチャイム



家族コール 3A・メロディチャイム

型式：HK-3A


TAIS コード：00318-000146

セット価格：¥ 88,000 (税込 ¥ 96,800)

B タイプ 起き上がると知らせます。



抗菌 防滴 ベッドセンサーK コンソール メロディチャイム



家族コール 3B・メロディチャイム

型式：HK-3B


TAIS コード：00318-000147

セット価格：¥ 92,000 (税込 ¥ 101,200)

C タイプ 検出範囲に入ると知らせます。



超音波・赤外線センサーK メロディチャイム



家族コール 3C・メロディチャイム

型式：HK-3C

TAIS コード：00318-000148

セット価格：¥ 90,000 (税込 ¥ 99,000)

D タイプ ドアを開けると知らせます。



ドアスイッチK コンソール メロディチャイム



家族コール 3D・メロディチャイム

型式：HK-3D

TAIS コード：00318-000149

セット価格：¥ 66,000 (税込 ¥ 72,600)

床センサーK 型式：MSK-1 サイズ：1000×500×3mm TAISコード：00318-000158、ベッドセンサーK 型式：BSDK-1 サイズ：800×250×6mm TAISコード：00318-000159
超音波・赤外線センサーK 型式：UISK-1 サイズ：110×70×35mm TAISコード：00318-000160、ドアスイッチK 型式：DRS1-K サイズ：50×12(10)×12mm TAISコード：00318-000102

持ち運べる、高性能で高耐久な受信器！

設定・運用方法を
動画で紹介 ▶



介護保険レンタル対象品



多機能受信器
スマート K

家族コール 3・スマート

携帯型	通達距離 約 80m (見通し)
ダイヤル：	10 エリア・10 グループ 各 10 チャンネル
ベアリング：	最大登録数 10 台



履歴表示

受信履歴が時刻付きで見られます。



防滴仕様

生活防水に対応する構造です。



ワイヤレス充電

受信器を置くだけで充電ができます



多機能受信器スマート K
型式：HRSMK-1
サイズ：53 × 86 × 14mm
TAIS コード：00318-000163



コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161

A タイプ 床に足を着くと知らせます。




抗菌 防滴 床センサー K



コンソール



スマート K



家族コール 3A・スマート

型式：HKSM-3A

TAIS コード：00318-000150

セット価格：¥ 80,000 (税込 ¥ 88,000)

家族コール 3A・スマート (中継器付)

型式：HKSM-3A/RP TAIS コード：00318-000166
セット価格：¥ 114,000 (税込 ¥ 125,400)

B タイプ 起き上がると知らせます。




抗菌 防滴 ベッドセンサー K



コンソール



スマート K



家族コール 3B・スマート

型式：HKSM-3B

TAIS コード：00318-000151

セット価格：¥ 84,000 (税込 ¥ 92,400)

家族コール 3B・スマート (中継器付)

型式：HKSM-3B/RP TAIS コード：00318-000167
セット価格：¥ 118,000 (税込 ¥ 129,800)


C タイプ 検出範囲に入ると知らせます。



超音波・赤外線センサー K



スマート K



家族コール 3C・スマート

型式：HKSM-3C

TAIS コード：00318-000152

セット価格：¥ 82,000 (税込 ¥ 90,200)

家族コール 3C・スマート (中継器付)

型式：HKSM-3C/RP TAIS コード：00318-000168
セット価格：¥ 116,000 (税込 ¥ 127,600)

D タイプ ドアを開けると知らせます。



ドアスイッチ K



コンソール



スマート K



家族コール 3D・スマート

型式：HKSM-3D

TAIS コード：00318-000153

セット価格：¥ 58,000 (税込 ¥ 63,800)

家族コール 3D・スマート (中継器付)

型式：HKSM-3D/RP TAIS コード：00318-000169
セット価格：¥ 92,000 (税込 ¥ 101,200)

床センサー K 型式：MSK-1 サイズ：1000×500×3mm TAISコード：00318-000158、ベッドセンサー K 型式：BSDK-1 サイズ：800×250×6mm TAISコード：00318-000159
超音波・赤外線センサー K 型式：UISK-1 サイズ：110×70×35mm TAISコード：00318-000160、ドアスイッチ K 型式：DRS1-K サイズ：50×12(10)×12mm TAISコード：00318-000102

“誰でも使える” 極めて“シンプル”な受信器！



介護保険レンタル対象品

家族コール 3・シンプル

簡易型受信器
シンプルK



※3色から選べます
ご注文方法はP14を参照

携帯型	通達距離 約80m（見通し）
ダイヤル： 3チャンネル	
ベアリング： 最大登録数3台	



かんたん登録

設定が非常に簡単です。



防滴仕様

生活防水に対応する構造です。



ワイヤレス充電

受信器を置くだけで充電ができます。



簡易型受信器シンプルK
型式：HRSPK-1
サイズ：49 × 94 × 15.5mm
TAISコード：00318-000164



コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAISコード：00318-000161

Aタイプ 床に足を着くと知らせます。



抗菌 防滴 床センサーK



コンソール



シンプルK



家族コール 3A・シンプル

型式：HKSP-3A

TAISコード：00318-000154

セット価格：¥76,000（税込¥83,600）

Bタイプ 起き上がると知らせます。



抗菌 防滴 ベッドセンサーK



コンソール



シンプルK



家族コール 3B・シンプル

型式：HKSP-3B

TAISコード：00318-000155

セット価格：¥80,000（税込¥88,000）


Cタイプ 検出範囲に入ると知らせます。



超音波・赤外線センサーK



シンプルK



家族コール 3C・シンプル

型式：HKSP-3C

TAISコード：00318-000156

セット価格：¥78,000（税込¥85,800）

Dタイプ ドアを開けると知らせます。



ドアスイッチK



コンソール



シンプルK



家族コール 3D・シンプル

型式：HKSP-3D

TAISコード：00318-000157

セット価格：¥54,000（税込¥59,400）

床センサーK 型式：MSK-1 サイズ：1000×500×3mm TAISコード：00318-000158、ベッドセンサーK 型式：BSDK-1 サイズ：800×250×6mm TAISコード：00318-000159
超音波・赤外線センサーK 型式：UISK-1 サイズ：110×70×35mm TAISコード：00318-000160、ドアスイッチK 型式：DRS1-K サイズ：50×12(10)×12mm TAISコード：00318-000102

家族コールの電波を延長！

リピーター K（中継器） 型式：HPHK-1


価格：¥ 34,000（税込 ¥ 37,400）

TAIS コード：00318-000165



サイズ：65 × 130 × 25mm
（アンテナ除く）

電波の通達距離を約 80 ～ 100 m（見通し）延長します。
電波の届きにくい建物での運用時に有効です。



介護保険レンタル対象品 「家族コール3・スマート」とのセットでTAISコード・貸与マークがあります。▶ P10

*「家族コール3・メロディチャイム」「家族コール3・シンプル」とも併用できます。（セットのTAISコードはありません。）

リピーターKをコンセント不要で使えます。

電源ノン


型式：DGNK-1

価格：¥ 120,000（税込 ¥ 132,000）



サイズ：200 × 124 × 45mm

リピーターK専用の外付けバッテリーです。
コンセントのない環境でもリピーターKが設置・運用できます。



- 工事不要でカンタン設置。
- 最大1か月連続で使える
大容量バッテリーが2つ付いています。
- Wバッテリーにより
「電池切れの心配」がありません。

床に足を着くと知らせます！

介護保険レンタル対象品

徘徊ノン

型式：HNK-1

セット価格：¥ 88,000（税込 ¥ 96,800）

TAISコード：00318-000178

据え置き型	通達距離 約100m（見通し）
ダイヤル：	10エリア・10グループ 各10チャンネル
ペアリング：	最大登録数10台



ハイパー送信器
型式：HTH-1
サイズ：100×62×25mm



ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85×170×35mm



在宅総合カタログ 2021・22 仕様一覧

■ お散歩タグ

型式：TAG-OGP
サイズ：35 × 70 × 25mm (バンド部除く)
重量：約 60g 材質：ABS 樹脂 色：ブラック
電源：内蔵リチウム電池
充電：ワイヤレス充電器 (付属)
受信周波数：429MHz 帯の 1 波

■ 見守ガイド

型式：HTR-1
サイズ：115 × 69 × 28mm
重量：約 130g 材質：ABS 樹脂 色：オフホワイト
電源：AC100V (AC アダプタ付)
周波数：429MHz 帯の 1 波
報知方法：電子音 登録方法：ペアリング方式
登録可能数：1
報知時間：連続・10 秒・OFF、設定可能

■ くすりコイル・ライト

型式：KCL-1
サイズ：380 × 620 × 25 mm
重量：約 500 g 材質：ABS 樹脂、PVC
色：オフホワイト、ワインレッド
電源：AC100V (AC アダプタ付) または単三電池 6 個
薬収納：1 日 4 回、7 日分を収納可能
報知方法：2 種類 [LED 及び / または 4 種類の固定されたメロディ音 (音量：固定)]

■ くすりコイル

型式：TKC-1
サイズ：285 × 215 × 85 mm (突起部除く)
重量：約 1530 g 材質：ABS 樹脂 色：グレー
電源：AC100V (AC アダプタ付)
時計：現在時刻表示及び報知時刻表示
薬収納：1 日 4 回、7 日分を収納可能
報知チャンネル
(チャンネルに予め録音した音声で設定時刻に報知)
くすりモード 4 チャンネル (0-1~0-4)
生活モード 20 チャンネル (1-1~4-5)
報知音量：大・中・小、三段階で選択可能
音声録音時間：各チャンネル約 10 秒 (録音、消去自由)
報知回数：1 回・連続、選択可能 (連続では次の報知まで 5 分毎に報知)
服用する薬の報知：服用対象の「薬ケース」が点滅する
薬容器：専用薬ケース (フタ付)
材質：ポリプロピレン
飲み忘れアラーム (無線送信器内蔵)
周波数：314MHz 帯の 1 波
送信出力：微弱電波 通達距離：約 10 m

■ 床センサー K

型式：MSK-1
サイズ：1000 × 500 × 3 mm
ケーブル長：約 2.4 m 重量：約 1500 g
材質：PVC 色：アイボリー

■ ベッドセンサー K

型式：BSDK-1
サイズ：800 × 250 × 6 mm (変換器部は 8 mm)
ケーブル長：約 2.4 m 重量：約 600 g
材質：PVC 色：アイボリー
センサーアダプタ内蔵 (ベッドセンサー内蔵アダプタ参照)

■ ベッドセンサー内蔵アダプタ

型式：HID1
サイズ：60 × 44 × 10 mm 重量：約 15 g
電源：3V ボタン電池 1 個
動作遅延設定：0.5・1.5・3 秒 信号変換回路内蔵

■ 超音波・赤外線センサー K

型式：UISK-1
サイズ：110 × 70 × 35 mm
重量：約 150 g 材質：ABS 樹脂 色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V (AC アダプタ付)
電池寿命：約 3 か月 (電池使用時)
センサー：超音波センサー及び赤外線センサー
検知範囲：最大 1.8 m (設置環境により異なります)
検知距離設定：0.5・1・1.5 m、選択可能
検知時間設定：0.5・1・2 秒、選択可能
方向確認：約 30 秒間赤色 LED 点滅 (テストボタン on 時)
ペアリング：設定可能

エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ~ 100 m
取付：自在クランプでパイプ・板などに、マグタッチで金属面に取付可能、もしくはオプション固定スタンドで床に設置

■ ドアスイッチ K

型式：DRS1-K
サイズ：① 50 × 12 × 12 mm (センサー部)
② 50 × 10 × 12 mm
ケーブル長：約 30cm 重量：約 32 g
材質：ABS 樹脂 色：グレー

■ コンソール

型式：HTHK-1
サイズ：150 × 62 × 25 mm
重量：約 150 g 材質：ABS 樹脂 色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V (AC アダプタ付)
電池消耗警報表示付 電池寿命：約 1 年 (電池使用時)
入力 (RCA 端子)：1 ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ~ 100 m
一時停止ボタン：5 分間動作停止 (自動復旧)

■ メロディチャイム

型式：HRHK-1
サイズ：85 × 170 × 35 mm
重量：約 290 g 材質：ABS 樹脂 色：グレー
電源：AC100V (AC アダプタ付)
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
報知方法：2 種類 [10 種類のメロディ・電子音または音声 (音量：大・中・小、選択可能)・LED]
音声は最大 10 秒間録音可能 (録音・消去自由)
報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付

■ 多機能受信器スマート K

型式：HRSMK-1
サイズ：53 × 86 × 14 mm
重量：約 65 g
材質：本体＝ABS 樹脂 保護カバー＝シリコン
色：本体＝白 保護カバー＝青
電源：内蔵リチウムイオン電池
充電方法：ワイヤレス充電器 (付属)
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
報知方法：3 種類 [電子音 (音量：5 段階・無音 設定可能)・パイプレーター (on-off)・液晶表示]

■ 簡易型受信器シンプル K

型式：HRSPK-1
サイズ：49 × 94 × 15.5 mm
重量：約 65 g
材質：本体＝ABS 樹脂 保護カバー＝シリコン
色：本体＝白 保護カバーはグレー・ピンク・ブルーのいずれか
電源：内蔵リチウムイオン電池
充電方法：ワイヤレス充電器 (付属)
チャンネル：3 チャンネル設定可能
報知方法：3 種類 [電子音 (音量：3 段階・無音 設定可能)・パイプレーター (on-off)・LED]

■ リピーター K (中継器)

型式：HPHK-1
サイズ：65 × 130 × 25 mm (アンテナ除く)
重量：約 170 g 材質：ABS 樹脂 色：グレー
電源：AC100V (AC アダプタ付)
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ~ 100 m
アンテナ：ロッドアンテナ

■ 見守ルーター

型式：HPC-1
サイズ：135 × 76 × 35 mm
重量：約 270 g 材質：ABS 樹脂 色：オフホワイト
電源：AC100V (AC アダプタ付)
ペアリング：設定可能
センサー登録数：最大 5 台
受信周波数：429MHz 帯の 1 波

■ 固定スタンド・ミニ

型式：TJST-2
サイズ：50 × 110 × 110 mm
重量：約 50 g 材質：PBT 色：オフホワイト

■ 床センサー KS

型式：MSK-1S
サイズ：800 × 500 × 3 mm
ケーブル長：約 2.4 m 重量：約 1500 g
材質：PVC 色：アイボリー

■ ハイパー送信器

型式：HTH-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
重量：約 150 g 材質：ABS 樹脂 色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V (AC アダプタ付)
送信器電池消耗警報表示付
電池寿命：約 1 年 (電池使用時) 入力端子：1
送信出力：10mW 特定小電力
周波数：429MHz 帯の 1 波
通達距離：約 80 ~ 100m ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
一時停止ボタン：5 分間動作停止 (自動復旧)

■ ハイパー受信器

型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
重量：約 290 g 材質：ABS 樹脂 色：グレー
電源：AC100V (AC アダプタ付)
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
受信チャンネル数：10
報知方法：2 種類 [10 種類のメロディ・電子音または音声 (音量：大・中・小、選択可能)・LED]
音声は最大 10 秒間録音可能 (録音・消去自由)
報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付

■ 自在クランプ

型式：TJCP-1
重量：約 50g 材質：PBT
色：グレー 取付：締付ツマミで取付対象に固定
角度調節：仰角 150 度・左右 360 度
取付対象
パイプ：直径 30 ~ 40mm まで可能
板：厚み 20 ~ 60mm まで可能

■ マグタッチ

型式：TJMT-1
サイズ：35 × 40 × 40mm
重量：約 40g 材質：PBT 色：グレー

■ 赤外線センサー固定スタンド

型式：TJST-1
サイズ：60 × 175 × 175mm
重量：約 70g 材質：PBT 色：グレー

■ 電源ノン

型式：DGNK-1
サイズ：200 × 124 × 45mm
重量：約 900g 材質：ABS 樹脂
電源：リチウムイオン電池 (20,000mAh × 2 個)
充電：充電用ケーブル、AC アダプタ付
取付：壁に貼付けた取付ベースで本体を固定

在宅総合カタログ 2021・22 価格一覧

カテゴリー		製品名		型式	価格 (税別)	TAIS コード	掲載頁
GPS 製品	セット	お散歩コール		OGP-1	128,000	00318-000179	3,4
	部材	お散歩タグ		TAG-OGP	98,000	00318-000180	3,4
		見守ガイド		HTR-1	30,000	00318-000181	3,4
服薬支援機器		くすりコール・ライト	NEW	KCL-1	32,000	00318-000182	5,6
		くすりコール		TKC-1	68,000	00318-000039	6
家族コール	セット	家族コール 3A・メロディチャイム		HK-3A	88,000	00318-000146	9
		家族コール 3B・メロディチャイム		HK-3B	92,000	00318-000147	9
		家族コール 3C・メロディチャイム		HK-3C	90,000	00318-000148	9
		家族コール 3D・メロディチャイム		HK-3D	66,000	00318-000149	9
		家族コール 3A・スマート		HKSM-3A	80,000	00318-000150	10
		家族コール 3B・スマート		HKSM-3B	84,000	00318-000151	10
		家族コール 3C・スマート		HKSM-3C	82,000	00318-000152	10
		家族コール 3D・スマート		HKSM-3D	58,000	00318-000153	10
		家族コール 3A・スマート (中継器付)		HKSM-3A/RP	114,000	00318-000166	10
		家族コール 3B・スマート (中継器付)		HKSM-3B/RP	118,000	00318-000167	10
		家族コール 3C・スマート (中継器付)		HKSM-3C/RP	116,000	00318-000168	10
		家族コール 3D・スマート (中継器付)		HKSM-3D/RP	92,000	00318-000169	10
		家族コール 3A・シンプル		HKSP-3A	76,000	00318-000154	11
		家族コール 3B・シンプル		HKSP-3B	80,000	00318-000155	11
		家族コール 3C・シンプル		HKSP-3C	78,000	00318-000156	11
		家族コール 3D・シンプル		HKSP-3D	54,000	00318-000157	11
		家族コールワイド・A		HKW-1A	128,000	00318-000171	7,8
		家族コールワイド・B		HKW-1B	132,000	00318-000172	7,8
		家族コールワイド・C		HKW-1C	128,000	00318-000173	7,8
		家族コールワイド・D		HKW-1D	102,000	00318-000174	7,8
	部材	床センサー K		MSK-1	36,000	00318-000158	7,8,9,10,11
		ベッドセンサー K		BSDK-1	40,000	00318-000159	7,8,9,10,11
		超音波・赤外線センサー K		UISK-1	58,000	00318-000160	7,8,9,10,11
		ドアスイッチ K		DRS1-K	10,000	00318-000102	7,8,9,10,11
		コンソール		HTHK-1	22,000	00318-000161	7,8,9,10,11
		メロディチャイム		HRHK-1	34,000	00318-000162	9
		多機能受信器スマート K		HRSMK-1	26,000	00318-000163	10
		簡易型受信器シンプル K *		HRSPK-1	22,000	00318-000164	11
		リピーター K (中継器)		HPHK-1	34,000	00318-000165	12
徘徊ノン	部材	見守ルーター		HPC-1	70,000	00318-000170	7,8
		徘徊ノン・ハイパー		HNK-1	88,000	00318-000178	12
		床センサー KS		MSK-1S	36,000		12
		ハイパー送信器		HTH-1	22,000		12
その他		ハイパー受信器		HRH-1	34,000		12
		2分岐ハーネス		HCB-B2	3,600		-
		3分岐ハーネス		HCB-B3	4,000		-
		押ボタンスイッチ (RCA)		TKNC-SWK2	3,000		-
		電源ノン		DGNK-1	120,000		12

*簡易型受信器シンプルKは、保護カバーをグレー (G)、ピンク (P)、ブルー (B) の3色から選べます。

カバーの色を指定する場合は、型式の末尾に G,P,B のいずれかを付け加えてご注文ください。

ご指定がない場合は、グレーを標準添付いたします。

(例) 家族コール 3A・シンプルの保護カバーをピンクでお求めの場合

→型式 HKSP-3AP とご注文ください。

掲載製品のレンタル・ご購入について

弊社製品は、全国の福祉用具貸与事業所ならびに福祉用具販売店でお取り扱いいただいています。

ご用命の際は、お近くの貸与事業所・販売店にお問合せください。

特記事項

■防滴について

カタログ中、「防滴」と表示しているセンサーは、弊社独自の基準に基づくものです。この表示は、防水性を保証するものではありません。水分が付着した際は、速やかに拭き取ってください。特に、水に浸けての洗浄は故障の原因になりますので、絶対に避けてください。

■抗菌について

カタログ中、「抗菌」と表示しているセンサーは、抗菌剤を含有し抗菌性に優れたものです。

■センサーの感知荷重について

●マットスイッチ/サイドセンサー

これらのセンサーは約40cm²(約6.3cm四方)の面積に5kg以上の荷重が加わった時に作動します。

●タッチセンサー/介助バーセンサー

これらのセンサーは、手で握るなどして約5kg以上の力が加わった時に作動します。

●ベッドセンサー/ピローセンサー

これらのセンサーは、約100cm²の面積に2kg以上の荷重が加わり、更に、その荷重が無くなった時に作動します。

●シートセンサー(座コール用)

このセンサーは、約100cm²の面積に5kg以上の荷重が加わり、更に、その荷重が無くなった時に作動します。

■無線の通達距離について

●本製品の無線の通達距離は、使用場所・建物の構造等、環境によって異なりますので、ご使用前に作動状況を必ず確認してください。(カタログ上の通達距離は「屋外で見通し」の場合です)

■無線の影響について

●ペースメーカー装着者や医療機器に対する電波の影響について、「※各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」には、携帯電話は「携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から15cm程度以上離すこと」と記載されています。(※平成30年7月総務省発刊)

当社の無線機器では特定小電力電波、または、微弱電波を採用していますが、特定小電力電波は携帯電話の約1/100、微弱電波は約1/200,000の出力です。従って、これらを使用する無線機器が人体や医療機器に与える影響は、極めて小さいと判断できます。

■コンプライアンスについて

●当社の製品に使用している特定小電力無線設備は、全て「電波法第38条の6」による「技術基準適合証明(略称:技・適)」を取得し、法令を遵守しています。その証として、当社製品の特定小電力無線送信器には全て総務大臣の登録証明機関による「技・適ラベル」を貼付しています。従って当社製品はお客様に安心してご使用いただけます。(無線規格:ARIB STD-T67)

■知的財産権について

●当社製品は多数の特許・実用新案・意匠・商標及び著作権を有し、財産権は全て当社にあります。

免責事項

このカタログに掲載している製品は離床・徘徊報知器として使用するものであり、転倒・転落を直接的に防止するものではありません。

あくまで転倒・転落防止の補助手段としてご使用いただくものです。

従って、弊社の責任範囲外において発生した人身事故、災害事故や、お客様の故意また過失、誤用など適正でない条件下でのご使用により生じた損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

品質保証

弊社製品の品質は、下記のとおり保証させていただいております。万一不具合等がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。

【保証期間】出荷日より1年といたします。

【保証範囲】保証期間中に弊社の責めによる故障が生じた場合は、その故障部分において修理又は交換を行います。

但し、次の場合は保証適用外とさせていただきます。

- ① 使用状態が適正でない場合。(※適正とは製品取扱説明書に基づく使用をいいます)
- ② 不当な改造・修理による場合。
- ③ 販売後の運搬、落下などによる場合。
- ④ 天災、災害などによる場合。

なお、ここでいう保証は製品のみ保証であり、製品の故障により誘発される損害については保証対象外とさせていただきます。

開発・製造



TECHNOS

株式会社 テクノスジャパン

■ 本社: 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266
TEL(079)288-1600 FAX(079)288-0969

■ 東京支店: 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-18 東亜ビル6F
TEL(03)3436-1300 FAX(03)3436-1301

■ 札幌営業所: 〒060-0003 札幌市中央区北3条西2-1 カミヤマビル9F
TEL(011)207-1300 FAX(011)207-1301

■ 仙台営業所: 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33 第2オフィスビル9F
TEL(022)726-1310 FAX(022)726-1311

■ 名古屋営業所: 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-14 LANDSQUARE MARUNOUCHI 7F
TEL(052)203-1310 FAX(052)203-1311

■ 大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-2-5 中島第2ビル5F
TEL(06)6100-1300 FAX(06)6100-1301

■ 姫路営業所: 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266
TEL(079)288-1600 FAX(079)288-0969

■ 福岡営業所: 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞ビル4F
TEL(092)405-1300 FAX(092)405-1304

販売店

■ お客様相談室 ☎ 0120-230-580

受付時間: 祝日を除く月～金曜日 9:00～12:00, 13:00～18:00

■ 一般電話 079-288-1600

受付時間: 祝日を除く月～金曜日 9:00～18:00

■ ホームページのご案内 URL <http://www.technosjapan.jp>

