




# 柵コールに関する豆知識

**Q** 「柵コール」について教えてください。




**A** 柵コールは、ベッド柵を引き抜く患者さんが対象となる離床センサーで、柵を引き抜くとナースコールが鳴ります。詳しくは下記をご参照ください。

**設置イメージ**



柵センサー





昨年秋に  
リニューアルしました！  
センサーの取付けがさらに簡単に！



コードは長さ調節ができ、最大 30cm まで延ばせるので、さまざまなタイプのベッドに適応しています！

**Q** 「柵コール」と「タッチコール」の違いは？

柵コール	タッチコール
 <p>柵を引き抜くと報知 ベッド上で柵を引き抜き ベッドから転落の恐れがある方が 対象となります。</p>	 <p>柵を握ると報知 柵を握り転倒・転落につながる 動作のある方となります。 ナースコールを押せない人が 柵を握ることでスタッフを呼ぶ 使い方もあります。</p>