



センサーの折り曲げ位置に関する豆知識

Q センサーを折り曲げて保管はできますか？



A テクノスジャパンのセンサーは、折り曲げてコンパクトに保管することができます。それぞれに折り曲げ位置がありますので、正しい位置・方向に折り曲げて保管してください。所定位置以外で折り曲げると、センサー故障につながり修理不可能になる場合もあります。

センサー名	折り曲げ位置	正しい折り曲げ方法
マットスイッチ (MSN1200,MSN1500) コードレスセンサーも同様です。		
マットスイッチ (MS800,MS900) コードレスセンサーも同様です。		
床センサー (MS1000K)		
ベッドセンサー (BSN8025R,BSN8025)		
ベッドセンサー (BPS8025RF,BPS8025)		
サイドセンサー (BS8030) コードレスセンサーも同様です。		

* タッチセンサー、介助バーセンサー、ピローセンサー、シートセンサーは折り曲げ不可です。