

# 離床センサー

vol.85 2016.6

# 現場レポート!



離床センサーをお使いの現場から、様々な工夫をご紹介します!

## 岡山県・〇病院 様

● 製品：ベッドコール・コードレス  
コールマット・コードレス

岡山県・〇病院様の現場をレポート

1人の患者様に2つのセンサーを使ったスタッフの対応の工夫をご紹介します!

### 課題

患者様にベッドセンサーを使用していますが、起き上がってから立ち上がるまでの時間が長いため、対応するタイミングがつかめません。

### 対策

ベッドセンサーとコールマットを併用し設置しました。



#### ♪ 1回目のコール ～ベッドコールで起き上がりを報知～

ベッドセンサーの報知は対応の準備の合図とします。

数分後

#### ♪ 2回目のコール ～コールマットで立ち上がりを報知～

コールマットの報知でスタッフが病室へ向かいます。



### 効果

報知したいタイミング（立ち上がり）の前段階で一度ナースコールがあるので、スタッフ間の連携が取れ、ゆとりをもって確実に対応できるようになりました。

### 合わせて工夫!

テクノスジャパンではベッド周りに設置できるコードレス離床センサーは「9種類」! 1台の無線中継ボックスで5つのコードレスセンサーを登録することができるので、患者様の行動に合わせて、自由にセンサーを組み合わせでご使用いただけます!