

離床センサー 現場レポート！

VOL. 32
Jan.2012

「離床センサーをお使いの現場から、様々な工夫をご紹介します！」

談話室の椅子に「座コール」を設置し、椅子から立ち上がる行動を検知し報知させ、利用者の転倒を防止している東京都S苑様の例をご紹介します！

「座コール」…車いすやいすの座面に設置し、対象者の立ち上がり行動を知らせる。

東京都・S苑様

ご使用機種：座コール・ハイパー（ZCH-20）*センサーはコードレス

課題

詰所前の談話室で見守り中、目を離した際に椅子から立ち上がって転倒する事故が発生。また、立ち上がると危険な利用者がいる。

見守りをしているが目を離した際に…



対策

談話室の椅子に座コール・ハイパーを設置。車いすだと目立ちにくいケーブルも椅子だと目につくため、センサーはコードレスタイプを選択した。さらに、センサーの上には座布団などで、目につかず、違和感がない気付かれにくい工夫をした。

移動しようと立ち上がる
↓
座コール反応！

コードレス
&
座布団敷きで
目立たない
設置！



センサーにケーブルがないコードレスタイプを設置！



効果

転倒の危険がある利用者の立ち上がりをキャッチできるようになり、転倒・転落防止に効果があった。

立ち上がろうとするタイミングでお知らせ！

