

テクノス通信 *Nursing*

12月
vol.67
2014
～ナースング～

今月のテーマ 「2014 秋新製品のご紹介 ～ vol.2 ～」

2014 年秋に発表しました新製品をご紹介します！今月号は、「離床コール」をご案内いたします！

3 ベッドから離れるとナースコールで報知します！ 「離床コール」

ナースコール に報知が可能！



タグ



タグ無線中継ボックス


「離床コール」は、対象者（患者）に「タグ」を取り付け、ベッド周りに設置したタグ無線中継ボックスから一定距離を離れるとナースコールに報知します。「タグ」は足首または手首に取付けますが、対象者は自分で外す事ができません。床敷きセンサーを避けてしまう対象者やベッドを離れた事を知りたい場面で有効です！！



足首に取り付け！ タグを付けた対象者が **ベッドを離れたタイミングに** ナースコールで報知します！



手首にも可！



「離床コール」の特長は…

- タグを付けている対象者は自分でタグを外す事ができません！
- タグもしくはタグ無線中継ボックスのどちらでも電池交換時期を確認できます！
- 超微弱電波を使用していますので医療機器や人体にも影響がありません。



フコが便利

タグは「生活防水」対応です！

一瞬の水濡れ程度なら大丈夫ですが、早めに水を拭き取って下さい。



来月号もご期待ください。

無断の複製、転載は固くお断りいたします。 Copyright(C)2014 Technos Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.