

テクノス通信 *Nursing* 5月 vol.60 2014

～ナースング～

今月のテーマ 床やベッド周り以外に設置できるセンサー②「座コール編」

前回のテーマから引き続き、ベッド周り以外に設置できるセンサーを特集いたします。今回は、車いす用のセンサーをご紹介します！デモ機もありますので是非ご利用下さい！



車いすを使用中で不意な立ち上がりによる転倒が心配な方でも、常に目を向けているのは難しいですね。
 車いす用の「座コール」は、車いすの座面に設置するセンサーで、対象者が立ち上がろうとするとお知らせします！
 「座コール」は環境や目的に合わせて、以下の4タイプからお選びいただけます！



設置例：シートセンサー BPS3020

商品名	車椅子(センサー)の使用場所	報知方法	特長
座コール・メロディタイプ 	食堂 デイルーム など	その場で メロディが流れる	<ul style="list-style-type: none"> ・車いすの背面ポケットに設置したマルチアラームからメロディが流れお知らせします。
座コール・コードレス 	居室内	ナースコール で報知	<ul style="list-style-type: none"> ・ナースコール連動タイプ ・センサーは完全コードレス ・立ち上がろうとするとナースコールでお知らせします。
座コール・ポケット 	居室内 食堂 デイルーム など	ポケット受信器 に報知	<ul style="list-style-type: none"> ・居室内で利用する車いすや椅子に設置見渡せる所にいる利用者を見守ります ・ポケット受信器は携帯可 ・電波到達距離※ 約 80 m
座コール・ハイパー 	居室内 食堂 デイルーム など	ハイパー受信器10 で報知	<ul style="list-style-type: none"> ・居室内で利用する車いすや椅子に設置見渡せる所にいる利用者を見守ります ・現行タイプのハイパー受信器は報知音に音声録音可 ・電波到達距離※ 約 100 m

※見通しの良い直線距離

離床センサー **無料** お試しサービスのご案内！

- 2週間、無料で「デモ機」をお試しいただけます。
- デモ機申込書はホームページからダウンロードも出来ます。

購入前に実機を試すチャンスです!!



来月号もご期待ください。