




報知方法変更に関する豆知識

+ 報知方法の変更について

Q ケーブルタイプのセンサーを使用しています。
報知方法を専用受信器からナースコールへ変更可能でしょうか？

A 「中継ボックス」をご用意いただければ、センサーをそのまま流用して、
ナースコールに連動することができます。
但し、ベッドセンサーは「センサーアダプタ」が別途必要です。

※詳しくは製品をご購入いただきました販売店様へお問い合わせください。



● 部分は変更する部材です。

※注意
壁側の差込口形状によっては
別途接続アダプターが必要です。

ポイント！

- ・専用受信器はメロディが選択できるので、ナースコールと離床センサーの音分けに便利です！
- ・コードレスセンサーも報知方法の変更が可能です！

