




見守ライトに関する豆知識

Q 夜間、入院患者がトイレ行動等で離床する際、足元が暗いので転倒事故が
気がかりです。なにか対策はないでしょうか？

A センサーが人を検知し、見守ライトが自動的に点灯します。
暗い足元を照らし、夜間の居室内の移動をサポートします。


設置イメージ



LED ライト 3 個
照度約 14400mcd



○瞬時に足元が照らされますので、床面やスリッパの位置を確認できます。
高照度 LED の明るさは覚醒を促して、ふらつきや転倒対策にも期待できます！



**「見守ライト」は
コードレスセンサーと
連動します！**

センサーが作動するとナースステーションに
報知すると同時に、足元をやさしく照らして
2重のサポートが可能です！