

離床センサーのパイオニア・テクノスジャパンがお届けします

テクノス通信 *Nursing*

12月
vol.79
2015
～ナースング～

今月のテーマ 「2015 秋の新製品ご紹介～ vol.2 ～」

2015 年秋に発表しました新製品を順に特集しています！

2 「^{さく}柵コール」


ナースコール 専用受信器 で報知

ベッド柵を抜くと
報知します！

柵コールはベッド柵を引き抜いた時に「ナースコール」もしくは「専用受信器」で報知します。



柵コール設置例



ベッド柵にかんたん
着脱自在♪

■報知方法は2つから選べます！



柵センサー

①ナースコール

②専用受信器

ポケット受信器、ハイパー受信器 10
スーパー受信器、メロディチャイム 10

■「柵コール」3つの特長

- ①「ベッド柵に着脱自在！」
マジックテープでかんたんに設置ができます。
- ②「約 20mm ベッド柵を引き抜くと報知！」
すばやい動きにもすぐに対応ができる！
- ③「位置合わせ用確認ランプ付き！」
ランプの点灯により設置がかんたんです！

「柵コール」はデモ機のご用意があります！

試用してみたい！というお客様は販売店様へ、もしくは、弊社お客様相談室 0120-230-580 にご連絡ください！



来月号もご期待ください。

無断の複製、転載は固くお断りいたします。 Copyright(C)2015 Technos Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.