



超音波・赤外線センサー取付具に関する豆知識

Q 超音波・赤外線センサーを使用している対象者のADLの向上により、センサーの設置場所を変えたいのですが、取付具が設置場所に合いません。何かよい方法はないでしょうか？



A 超音波・赤外線センサーの取付具は**3種類**あり、様々なシーンで設置が出来るようになっています。取付具のみの販売も行っております。

取付具	<p>挟み込むタイプ</p>  <p>自在クランプ</p>	<p>マグネットタイプ</p>  <p>マグタッチ</p>	<p>直置きタイプ</p>  <p>固定スタンド</p>
主な設置場所と報知タイミング	<p>ベッドからの起き上がりを検知</p>  <p>▼</p>  <p>ヘッドボードやフットボードに取付</p>	<p>ベッドからの立ち上がりを検知</p>  <p>▼</p>  <p>金属のベッドフレームに取付</p>	<p>病室からの出入りを検知</p>  <p>▼</p>  <p>出入口の床に設置</p>

超音波・赤外線センサーの取付具に関するお問合せは、ご購入いただきました販売店様までお問い合わせください。