



握ると報知する離床センサー




Q

タッチコールと介助バーコールの違いは？

タッチコールはベッド柵に設置します。
介助バーコールは介助バーに設置する製品です！



ベッド柵を握ると報知する
タッチコール



介助バーを握ると報知する
介助バーコール

●タッチコール

タッチコールは、ベッド柵に設置するセンサーです。
ベッド上での起き上がる際、タッチセンサーを取付けた
ベッド柵を握るとお知らせします。



起き上がり



●介助バーコール

介助バーコールは、介助バーに設置するセンサーです。
立ち上がる際、介助バーセンサーを取付けた
介助バーを握るとお知らせします。



立ち上がり



センサーの作動条件

タッチセンサー / 介助バーセンサー 手で握り約 5kg 以上の荷重が加わった時に作動します。