



修理対応している？していない？コールマット編



病院内に、コールマットが沢山あります。中には反応しないものもあり修理可能か確かめたいのですが、どのように判断すればいいですか？

マットのある部分をチェックしてください！
かんたんに判別できますよ♪




2025 年時点

コールマット修理可否見極めポイント！

マット右下にロゴマーク加工をチェック！
ロゴマークのあり・なしで修理対応中かを判断できます。

ロゴマーク

あり → 修理対応 継続中
なし → 修理対応 終了



旧

新

	廃番製品			現行製品（販売中）
コードレス	送信器収納部の圧着が「透明」	送信器収納部の圧着が「黒半透明」	送信器収納部が「ビニチャック」 ロゴ加工	送信器収納部が「ビニチャック」 裏面がブラウン ロゴ加工
ケーブル	四隅が角になっている		ロゴ加工	ケーブル（ホワイト） 裏面がブラウン ロゴ加工
修理	修理対応終了			修理対応 継続中

弊社では、修理終了製品が届きますと点検は行わず、現行品の見積りをご案内しております。予めご了承ください。

修理品を弊社にお送りいただく前に、ご確認をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、購入いただいた販売店またはお客様相談室までお問い合わせください。