

離床センサーのパイオニア・テクノスジャパンがお届けします

テクノス通信 *Nursing*

1月
vol.68
2015

今月のテーマ


「2014 秋新製品のご紹介 ～ vol.3 ～」

2014 年秋に発表しました新製品をご紹介！今月号は、「徘徊ナビ」をご案内いたします！

4 離棟・徘徊をキャッチ！ 「徘徊ナビ」

専用受信器 に報知が可能！

タグを付けた対象者が徘徊ナビモニターに **近づく** タイミングで専用受信器に報知します！



「徘徊ナビ」は、対象者（患者）に「タグ」を取り付け、玄関やエレベーター前等に設置した「徘徊ナビモニター」の検知範囲内に近づく専用受信器に報知します。専用受信器は携帯型の「ポケット受信器」と固定型の「ハイパー受信器10」をご用意しています。また、「タグ」は足首または手首に取り付けますが、対象者が自分で外せない仕様です。



「徘徊ナビ」の特長は…

- 介護保険レンタル対象商品です！（2015年1月、貸与マークを取得）
 - ・徘徊ナビ・ポケット 型式 NAV-8 TAISコード 00318-000063
 - ・徘徊ナビ・ハイパー 型式 NAV-10 TAISコード 00318-000064
- 1台の「専用受信器」で10台の「徘徊ナビモニター」を報知できます！
- 1台の「徘徊ナビモニター」に30台の「タグ」を登録できます！
- 「タグ」を付けている対象者自身で「タグ」を外す事ができません！



タグは「生活防水」対応です！

ココが便利

一瞬の水濡れ程度なら大丈夫ですが早めに水を拭き取って下さい。